

Informatyka Medyczna

Projekt

Dokumentacja

Wiktor Pawłowski

1. Temat projektu

A3. Generacja raportów konsultowanych danych obrazowych

Celem projektu jest stworzenie aplikacji generującej raporty odnośnie danych obrazowych w formacie DICOM. Na potrzeby realizacji projektu można założyć, że pliki pojawiają się w dedykowanym katalogu, zadaniem aplikacji jest więc okresowe śledzenie jego zawartości i wydobycie *metadanych*, takich jak modalność (CT, MR, RTG, ...), identyfikator badania i serii, identyfikator pacjenta i lekarza, dawka promieniowania, natężenie pola magnetycznego (stosownie do modalności). Pozyskane dane powinny być umieszczane w repozytorium pozwalającym na łatwe przetwarzanie. Dodatkowo powinna być dostarczona aplikacja z interfejsem graficznym pozwalająca tworzyć raporty na podstawie zadanych kryteriów.

2. Ogólny opis stworzonego projektu

Została stworzona dwuczęściowa aplikacja w języku Python. Wykorzystywana baza danych to baza MySQL.

Pierwszą częścią jest „Repository checker”. Okresowo przegląda on katalog, w którym pojawiają się pliki DICOM. W momencie, gdy pojawi się nowy plik, próbuje on wydobyć zdefiniowane wcześniej dane z pliku a następnie, zapisuje informacje w bazie danych. Przeglądane pliki z katalogu są sortowane malejąco ze względu na datę ich modyfikacji, a dodatkowo, zapisywana jest data najnowszego wcześniej przejrzanego pliku.

Drugą częścią jest aplikacja GUI służąca do przeglądania przetworzonych plików, zarządzania nimi, tworzenia raportów, dokonywania zmian w bazie danych oraz dodawania komentarzy do poszczególnych plików.

W ramach projektu powstała także maszyna wirtualna w celu łatwiejszego rozwoju projektu.

Repozytorium z projektem znajduje się na stronie https://github.com/wiktor145/im_projekt.

3. Instrukcja uruchomienia

Aby uruchomić „repository checker”, należy uruchomić plik `repository_checker.py` z katalogu `repository_checker`.

Aby uruchomić aplikację GUI, należy uruchomić plik `dicom_repository.py` z katalogu `client_gui`.

4. Wymagania techniczne

Preferowany system Linux

Baza MySQL

Python 3.8

Pakiety Pythona:

- Babel

- mysql-connector-python

- protobuf

- pydicom

- pytz

- setuptools

- six

- tkalendar

5. Krótki opis implementacji


Wszystkie pliki dotyczące aplikacji GUI (jej działania i wyglądu) znajdują się w katalogu `client_gui`. GUI zostało wygenerowane z pomocą narzędzia Page.

Domyślnie, katalogiem z plikami DICOM jest katalog `data`, a wyjściem dla raportów katalog `reports`.

W katalogu `database` znajduje się plik z klasą służącą do komunikacji z bazą danych (wstawianie nowych danych wyciąganie aktualnych itp.), klasy pythonowe odpowiadające strukturze bazy danych oraz plik `db.sql` pozwalającym stworzyć potrzebną bazę danych od zera.

Wszystkie dane konfiguracyjne oraz używane stałe znajdują się w pliku `constants.py` w katalogu `other_classes`. Znajdują się tam również zmienne z zamiarami na bazę danych.

6. Schemat bazy danych



Patients – pacjenci

Studies – badania

Series – serie

Images – zdjęcia

Files – pliki

Files_fields – tagi DICOM plików

7. Opis aplikacji „repository checker” i jej możliwości

Jego działanie rozpoczyna się od połączenia z bazą danych oraz pobrania aktualnej konfiguracji dotyczącej tego, jakie dane powinny być wyciągane z plików DICOM (przy zmianie konfiguracji należy zrestartować repository checker).

Następnie w pętli, co 60 sekund (wartość konfigurowalna, dla zmiany potrzeby restart) odczytuje z pliku czas modyfikacji ostatnio przetworzonego pliku (jeśli istnieje).

Jeśli czasu nie ma – został usunięty przez odpowiednią flagę w pliku z czasem, wtedy przeglądane są jeszcze raz wszystkie pliki z katalogu.

Następnie, pobiera on listę plików z katalogu, wraz z ich systemowym czasem modyfikacji, sortuje malejąco względem czasu modyfikacji i dla każdego z plików z listy, sprawdza, czy został już wcześniej przetworzony (informacja w bazie danych) i jeśli nie, próbuje wyciągnąć z niego informacje DICOM-owe.

Jeśli się to nie powiedzie zupełnie (np. nieprawidłowy format, plik uszkodzony itp.), zapisuje on na bazie informację o tym, że jest on nieprawidłowy (nie jest on później przetwarzany).

Jeśli się powiedzie, na bazie zapisywane są wszystkie informacje zgodnie z wyciągniętymi informacjami.

Informacje są wyciągane dla pacjenta, serii, badania i samego pliku. Jeśli na bazie już istnieje np. podany pacjent, zostaje on „reuzyty”.

W momencie, gdy dojdziemy do pliku, którego data modyfikacji jest mniejsza, niż ostatnio zapisany czas, przerywamy sprawdzanie i zapisujemy nowy czas, będący najnowszym przetworzonym plikiem.

Repository checker można zatrzymać „międko” poprzez sygnał SIGINT lub SIGTERM. Wtedy, po jednokrotnym przejściu, jego działanie się zakończy.

8. Opis aplikacji gui i jej możliwości

Ekran główny:

1. Pole, w którym pojawiają się pacjenci znajdujący się w bazie – pacjenci, którzy posiadają co najmniej jeden plik DICOM


2. Nazwa pacjenta – identyfikowana przez tag DICOM

3. Przycisk służący to przejścia na ekran pacjenta – nowe okno


4. i 6. Filtry służące do ograniczenia widoczności pacjentów poprzez ograniczenia do tych, którzy posiadają jakiś plik z datą modyfikacji pomiędzy podanymi datami. Możliwe jest ograniczenie z dwóch stron, z dowolnej jednej, bądź z żadnej. Aby włączyć filtrowanie, należy wybrać odpowiednie daty/datę w 4 i/lub 6, następnie włączyć odpowiedni filtr za pomocą checkboxów 5 i/lub 7 oraz nacisnąć przycisk 8

8. Przycisk służący do odświeżenia listy pacjentów – zarówno, gdy w bazie pojawią się nowe wpisy, jak i przy aplikowaniu filtrów

9. Przycisk służący do wyczyszczenia daty ostatnio sprawdzonego pliku. Po jego naciśnięciu (i potwierdzeniu), przy następnym przejściu repository checker przejrzy wszystkie pliki z odpowiedniego katalogu.




10. Przycisk służący do wyczyszczenia całej bazy danych oraz wyczyszczenia daty ostatnio sprawdzonego pliku. Spowoduje to powtórne przejście po wszystkich plikach z katalogu oraz wstawienie wyników do bazy danych.



11. Przycisk otwierający okno do edycji konfiguracji – po edycji należy zrestartować repository checker.


Okno edycji konfiguracji:



Działanie poszczególnych przycisków jest raczej oczywiste. Widoczne do wyboru tagi są zapisane w pliku configuration.py (katalog other_classes) w zmiennej small_list_of_fields (w tej samej klasie jest również zmienna all_keywords zawierająca wszystkie dostępne tagi DICOM).

12. Przycisk służący do wyświetlenia aktualnej konfiguracji – pól DICOM, które oprócz zdefiniowanych dla pacjenta, serii, badania i obrazu, są dodatkowo wyciągane z pliku i zapisywane na bazie.

Okno podglądu aktualnej konfiguracji:



Ekran pacjenta

patient_id 6 2 Generate Report

PatientID (0010, 0020) Patient ID LO: ""

PatientAge 1 (0010, 1010) Patient's Age AS: '000Y'

PatientBirthDate (0010, 0030) Patient's Birth Date DA: '00000000'

PatientName (0010, 0040) Patient's Sex CS: '00'

PatientSex (0010, 0010) Patient's Name PN: ""

Patients Studies


(0020, 000d) Study Instance UID	UI: 1.3.12.2.1107.5.99.1.22358.3000001609	Open 4
(0020, 000d) Study Instance UID	UI: 1.2.826.0.1.3680043.2.1041.4.5.112370	Open

3

1. Lista podstawowych informacji o pacjencie

2. Przycisk służący do generowania raportu. Raport to plik json, sygnowany datą stworzenia, zawierający widoczne w 1. informacje o pacjencie, oraz ilość jego badań.

```
{
  "PatientID": "(0010, 0020) Patient ID",
  "PatientAge": "(0010, 1010) Patient's Age",
  "PatientBirthDate": "(0010, 0030) Patient's Birth Date",
  "PatientName": "(0010, 0010) Patient's Name",
  "PatientSex": "(0010, 0040) Patient's Sex",
  "patient_studies": 2,
  "db_patient_id": "6"
}
```



3. Lista badań pacjenta wraz z przyciskami do ich otwierania (4, nowe okno)

Ekran badania:

Study

Study

study_id	9	Generate Report
StudyInstanceUID	(0020, 000d) Study Instance UID UI:	
patient_id	6	
StudyDate	(0008, 0020) Study Date DA: '20160915'	
StudyDescription	(0020, 0010) Study ID SH: ''	
StudyID	(0008, 1030) Study Description LO: ''	
StudyIDIssuer	(0032, 0012) Study ID Issuer LO:	
StudyTime	(0008, 0030) Study Time TM: '201658.968000'	

Study Series

(0020, 000e) Series Instance UID	UI: 1.3.12.2.1107.5.4.5.137056.3000001609	Open
(0020, 000e) Series Instance UID	UI: 1.3.12.2.1107.5.4.5.137056.3000001609	Open

Jest on analogiczny do ekranu pacjenta.

Przykładowy generowany raport (dodatkowo mamy informacje na temat pacjenta):

```
{
  "StudyInstanceUID": "(0020, 000d) Study Instance UID",
  "StudyDate": "(0008, 0020) Study Date",
  "StudyDescription": "(0008, 1030) Study Description",
  "StudyID": "(0020, 0010) Study ID",
  "StudyIDIssuer": "(0032, 0012) Study ID Issuer",
  "StudyTime": "(0008, 0030) Study Time",
  "study_series": 2,
  "db_study_id": "9",
  "db_patient_id": "6",
  "PatientID": "(0010, 0020) Patient ID",
  "UI": "1.3.12.2.1107.5.99.1.22358.30000016091514024250000000016",
  "DA": "'20160915'",
  "LO": "'",
  "SH": "'",
  "LO": "'16.09.15-20:16:59-DST-IVS'",
  "TM": "'201658.968000'",
  "LO": ""
}
```


Ekran serii

Series

Series

series_id	14	Generate Report
SeriesInstanceUID	(0020, 000e) Series Instance UID UI:	
study_id	9	
SeriesDate	(0008, 0021) Series Date DA: '20160915'	
SeriesDescription	(0020, 0011) Series Number IS: "8"	
SeriesNumber	(0008, 103e) Series Description LO: "	
SeriesTime	(0008, 0031) Series Time TM: '205215.000000'	

Series Images

233-205-83-75-162-50-186-15-72-119-90-17-255-207-202-228-94-134-205-254_anon

Open

Jest on analogiczny do ekranu pacjenta.

Przy generowaniu raportu, oprócz ilości zdjęć dla serii, dodawana jest także informacja o ich modalności, jak również informacje o badaniu i pacjencie

```
{
  "SeriesInstanceUID": "(0020, 000e) Series Instance UID",
  "SeriesDate": "(0008, 0021) Series Date",
  "SeriesDescription": "(0008, 103e) Series Description",
  "SeriesNumber": "(0020, 0011) Series Number",
  "SeriesTime": "(0008, 0031) Series Time",
  "series_images": 1,
  "db_series_id": "14",
  "db_study_id": "9",
  "Modality": "(0008, 0060) Modality",
  "StudyInstanceUID": "(0020, 000d) Study Instance UID",
  "patient_id": 6,
  "PatientID": "(0010, 0020) Patient ID",
  "UI": "1.3.12.2.1107.5.4.5.137056.30000016091514344882800000499",
  "DA": "'20160915'",
  "LO": "'",
  "IS": "\\\"8\\\"",
  "TM": "'205215.000000'",
  "CS": "'XA'",
  "UI": "1.3.12.2.1107.5.99.1.22358.30000016091514024250000000016",
  "LO": "'"
}
```

Ekran zdjęcia/pliku

The screenshot shows a web application window titled 'Image'. It contains a form with various input fields and a table of tags. Red numbers 1 through 7 are overlaid on the image to highlight specific features.

Image

image_id	14	Modification time	2019-04-01 10:12:26
series_id	14	Modality	(0008, 0060) Modality
file_id	14		
file_name	233-205-83-75-162-50-186-15-72-119-90-17-255-207-202-228-94-134-...		
ImageType	(0008, 0008) Image Type CS: ['DERIVED', 'PRIMARY', ...]		
processed_date	2021-06-29 01:12:24		
PixelData	(7fe0, 0010) Pixel Data	OW: Array of 12845056	

Image Tags

Modality	(0008, 0060) Modality	CS: 'XA'
PatientID	(0010, 0020) Patient ID	LO: ''
PatientName	(0010, 0010) Patient's Name	PN: ''
RadiationMode	(0018, 115a) Radiation Mode	CS: 'PULSED'
RadiationSetting	(0018, 1155) Radiation Setting	CS: 'GR'
SeriesNumber	(0020, 0011) Series Number	IS: "8"
StudyID	(0020, 0010) Study ID	SH: ''
StudyTime	(0008, 0030) Study Time	TM: '201658.96'

Comment

Image comment 123

Save Comment

1. Podstawowe informacje o zdjęciu/pliku.
2. Czas przeprosowania pliku przez repository checker.
3. Informacje na temat PixelData obrazu (tylko rozmiar, brak dokładnych danych obrazowych).
4. Czas systemowej modyfikacji pliku.
5. Lista dodatkowo wyciągniętych z pliku tagów DICOM zdefiniowanych w konfiguracji.
6. Miejsce do wpisywania komentarza dotyczącego zdjęcia/pliku. Można go zapisać poprzez przycisk 7.